

## Carebox green Adapter



Sonderposten

Artikelnr.: RP595870

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

**€ 31,49**

*Zzgl. MwSt.*

---

Sonderposten

### Produkteigenschaften:

Die Carebox Green wird für Instrumente verwendet, die keine Ölpflege benötigen.

Mit unseren Adaptern können Sie die Carebox Green mit bis zu 8 Prophylaxe-Handstücken und ZEG-Spitzen beladen.

Zusätzlich können exzentrische Adapterplatten eingesetzt werden, um ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel aufzubereiten. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist auch in der Carebox Green nicht notwendig.

\*Adapter M8 x 1, exzentrisch wird benötigt, wenn bis zu 6 Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser größer 38 mm aufbereitet werden.

### Zweckbestimmung

Die Adapter dienen der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen (z. B. ZEG-Spitzen).

Wareneingangsjahr: 2023