

## Miele E 337/1 Einsatz



\*Bildbeleg Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

Sonderposten

Artikelnr.: RP595906

Hersteller: Miele Vertriebsgesell-

**€ 284,34**

*Zzgl. MwSt.*

---

Sonderposten

### Produkteigenschaften:

- Miele Einsatz E 337/1 passend für Miele Thermodesinfektoren PG 8581 & PG 8591
- für stehende Instrumente
- 4 Kunststoffaufnahmen
- 12 Fächer ca. 22x28 mm
- 4 Fächer ca. 25x28 mm
- 48 Fächer ca. 13x14 mm
- Maße: H/B/T 113x173x445 mm

Wareneingangsjahr 2023