

Smart A Endomotor



Sonderposten

Artikelnr.: RP596692

Hersteller: Woodpecker

€ 1.003,28

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

Akku:

Basis: eingebaut in zwei 3,6V/2000mAh Li-Ion-Akkus, und Ladespannung ist 5V.D.C, 1A.

Motorhandstück: eingebaut in einen 3,7V/600mAh Li-Ionen-Akkupack.

Fußpedal: eingebaut in einen 3,6V/750mAh Li-Ionen-Akku.

Netzadapter (Modell:ADS-6AM-06N 05050EPG):

Eingang: ~100V-240V 50/60Hz 0.4A Max

Ausgang: DC5V/1A

Drehmomentbereich: 0.4Ncm~5.0Ncm (4mNm~50mNm)

Drehzahlbereich: 100rpm~2500rpm

Wareneingangsjahr: 2023