

Sirona T1 Line H 40 L Handstück



Sonderposten

Artikelnr.: RP597292

Hersteller: Dentsply Sirona

€ 627,34

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

Angenehme Griffigkeit und Leichtigkeit durch Volltitan-Hülse

Passend für die ISO-Schnittstelle INTRAmatic LUX

DLC-beschichtete Kugellager

ISO-Slider für Motoren mit und ohne Licht

Hygienisch perfekt: sterilisierbar, thermodesinfizierbar

- Übertragung 1:1 (blau)

Wareneingangsjahr: 2023