


# Sirona T1 Line H 40 L Handstück



Sonderposten

Artikelnr.: RP630104

Hersteller: Dentsply Sirona

**€ 648,12**

*Zzgl. MwSt.*

---

Sonderposten

## Produkteigenschaften:

Angenehme Griffigkeit und Leichtigkeit durch Volltitan-Hülse

Passend für die ISO-Schnittstelle INTRAmatic LUX

DLC-beschichtete Kugellager

ISO-Slider für Motoren mit und ohne Licht

Hygienisch perfekt: sterilisierbar, thermodesinfizierbar

- Übertragung 1:1 (blau)

Wareneingangsjahr: 2023