

Sprintray ProCure 2



Sonderposten

Artikelnr.: RP641104

Hersteller: SprintRay Europe GmbH

€ 2.175,60

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

- Chairside Nachhärtung mit einem Tastenклик
- Seine vorprogrammierten Resin-Profile gewährleisten Hitze und Licht exakt mit den benötigten Werten
- Gründlich - Das Lichtmodul tastet die gesamte Kammer ab und sorgt so für eine völlig gleichmäßige Härtung
- Leistungsstark - Das Licht- und Wärmemodul gewährleistet eine vollständige Nachhärtung in Minutenschnelle
- Aktiv - Thermodynamische Technologie stellt sicher, dass ProCure 2 innen und außen stets die richtige Temperatur aufweist.
- Schnell - Konzentriertes 385-nm-Licht erzeugt nur lokal Hitze und reduziert die Härtungszeit signifikant.
- Light Motion Drive Technologie
- Kapazität für 20 Zahnkränze
- Tray entnehmbar
- Sofortige Erwärmung
- Updates per Wifi
- Revolutionäre Energieabgabe
- Härtung in zwei verschiedenen Zonen
- Sanft schließendes Schubfachsystem

Wareneingangsjahr: 2023