

Sirona T1 Line C 40L

Sonderposten

Artikelnr.: RP642030

Hersteller: Dentsply Sirona



€ 682,33

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

Die hochwertige Hand- und Winkelstückserie T1 Line besticht durch ihr ergonomisches Design und liegt dank der Titanhülsen federleicht in Ihrer Hand.

Das garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und präzise Ergebnisse.

Durch die ISO-Schnittstelle bleiben Sie flexibel, egal an welcher Behandlungseinheit Sie arbeiten.

Die Instrumente mit LongLife Technologie (DLC beschichtete Kugellager) und geringem Geräuschpegel sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

- Siegel geöffnet
- nicht benutzt
- Winkelstück C 40 L Übertragung 1:1 (blau)
- für Winkelstückbohrer mit 2,35 mm

Wareneingangsjahr: 2023