

Miele E 430/1 Einsatz



Sonderposten

Artikelnr.: RP656221

Hersteller: Miele Vertriebsgesell-

€ 122,57

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

- einsetzbar in den Miele Thermodesinfektoren der G78-Serie und der PG-Serie im Oberkorb und Unterkorb
- zur Aufnahme von Instrumenten
- Drahtgeflecht mit 5mm Maschenweite
- H 40, B 150, T 445 mm

Wareneingangsjahr 2023