

GERL.SEAL pro



Sonderposten

Artikelnr.: RP665541

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 1.464,07

Zzgl. MwSt.

Sonderposten

Produkteigenschaften:

- Validierbarer Prozess nach ISO 11607-2
- KRINKO/BFARM kompatibel
- DGSV und WFHSS Leitlinie konform
- Besonders nachhaltiges Produkt (GreenTek)
- Edelstahlgehäuse
- 4,3" Touchscreen
- Für Verpackungen nach ISO 11607-1/EN 868-5 (med. Papier/Folie) geeignet
- Anschluss an PC und Etikettendrucker möglich
- Für die Validierung ist keine zusätzliche Dokumentationssoftware notwendig
- Einbindung in Dios/Segosoft/Dampsoft möglich (1x RS 232, 4x USB)
- Integrierter Rollenhalter
- Integrierte Abschneideeinrichtung
- Wartungsarm und energiesparend
- Schnelle Aufheizzeit, dauerbeheizt
- Max. Siegeltemperatur 220 °C
- 10 mm Siegelnaht, Sealcheck-Funktion

Wareneingangsjahr: 2023