

GERL. Info Session: Intraoralscanner Part 1

Welcher Scanner passt zu mir?



Artikelnr.: V22399-23

Anbieter: Anton Gerl GmbH

€ 63,75

Zzgl. MwSt.

Intraoralscanner sind aus Zahnarzt-, kieferorthopädisch- und chirurgisch tätigen Praxen heute nicht mehr wegzudenken.

Die digitale Erfassung der Kiefersituation bietet im Vergleich zur herkömmlichen Abformung eine höhere Präzision sowie einfachste Korrektur, Mess- und Prüffunktionen.

Soweit so gut.

Doch mittlerweile gibt es eine ganze Flut an Geräten auf dem Markt.

Welcher Scanner kommt denn speziell für Sie und Ihre Praxis infrage?

Welches Produkt lässt sich in den bestehenden Workflow integrieren und welche Funktionen braucht es überhaupt?

Wir stellen Ihnen die meistgekauften Geräte vor und helfen Ihnen durch den direkten Vergleich der Produkte, den geeigneten Scanner für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Workshopinhalte:

- Status Quo Intraoraler Scanner
- Indikationsvielfalt
- Schnittstellen zu Softwarelösungen (Prothetik, Kieferorthopädie & Chirurgie)
- Vergleich der Geräte: Dentsply Sirona Primescan, 3Shape TRIOS5, Medit i700 und GERL.IO-ScanPRO

Sie möchten wissen, wie Sie die Investition für einen Scanner schnell wieder reinwirtschaften?

Buchen Sie auch eine Teilnahme in unserer Veranstaltung „GERL. Info Session: Intraoralscanner Part 2“, die in einigen Standorten direkt im Anschluss stattfindet, und lernen Sie, wie Sie Ihr Gerät gewinnbringend einsetzen.

Unter der Artikelnummer V22396 finden Sie den zweiten Teil der Veranstaltungsreihe in unserem Shop.

Veranstaltung	GERL. Info Session: Intraoralscanner Part 1
Veranstaltungstyp	Präsenz Veranstaltung
Referent:in	Marvin Priebe, Anton Gerl GmbH, High-Tech-Spezialist
Standort	Anton Gerl GmbH, Rogätzer Str. 8, 39106 Magdeburg magdeburg@gerl-dental.de +49391-25894220
Termin	Mittwoch, 11. September 2024, 13:00 - 14:30 Uhr
Kursgebühr	€ 63,75 -zzgl. MwSt. Online-Tarif € 75,00 -zzgl. MwSt. Normaltarif
Kategorie	CAD / CAM